

# ACCUNIQ

## Instrukcja Obsługi BC300

Wersja polska. 07/2022



Urządzenie posiada znak CE zgodnie z postanowieniami Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZANIE URZĄDZEŃ NA RYNEK WE W RAMACH MDD 93/42/EWG



SELVAS Healthcare, Inc.

155, Sinseong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34109 Republika Korei

TEL: 82-42-879-30

00, FAKS: 82-42-864-4462



VITAKO Sp. z o.o.

Ul. Stanisława Żaryna 7/C.01, 02-593 Warszawa, Poland

# SPIS TREŚCI

## WPROWADZENIE

<u>Przeznaczenie</u>	<u>5</u>
<u>Definicje słów</u>	<u>5</u>
Klasyfikacja i zgodność	6
Środki ostrożności	6
Symbole i informacje dotyczące bezpieczeństwa	9
Wytyczne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	11
ABOUT BODY COMPOSITION	12
Body Composition	12
Obesity	12
Necessity of Body Composition Analysis	12
Waist to hip ratio	12
Abdominal Fatness	13
Segmental Analysis	13
Age Matched of Body	13
TERM AND FUNCTION OF EACH PART	14
Basic Package	14
Options	14
Main Body	17
Front Part	17
Rear Part	18
Base Part	19
Bottom of the head part	20
Key Pad	21
INSTALLATION	22
Installation of product	22
Power Supply	24
Peripheral Device Installation	25
Connecting Computer	25
Connecting Printer	25
Connecting Blood Pressure Monitor	26
Replacing of thermal paper (Option)	27
SYSTEM SETUP	28
Entering SYSTEM SETUP	28
Menu in SYSTEM SETUP	28
Selecting a Menu in SYSTEM SETUP	29
Exiting SYSTEM SETUP	29
Moving to SYSTEM SETUP	29
Setup	30
DATE/TIME	30
VOLUME	31
PRINT	31

PRINT POSITION.....	32
CLOTHES.....	33
ABDOMINAL FATNESS.....	33
DATE TYPE.....	34
THERMAL PRINT.....	35
Communication.....	35
ID usage.....	36
Abdominal Circumference.....	37
GUIDE.....	38
CHILD/ADULT/AUTO.....	38
HEIGHT METER.....	39
MEASUREMENT AND ANALYSIS .....	41
Precautions for Measurement.....	41
Correct Posture.....	42
How to Touch Plate Electrodes.....	42
How to Touch Handle Electrodes.....	42
Measuring Posture.....	43
Measuring Procedure.....	43
Basic Analysis.....	44
Result screen.....	48
Printing the results and Restarting.....	48
Analysis Using Blood Pressure Monitor/Software Program.....	49
STORAGE OF DATA USING USB MEMORY .....	51
Storage of data.....	51
Select of FLASH MEMORY.....	51
Select of USB MEMORY.....	51
ID Search (Only with FLASH MEMORY).....	52
Data Deletion (Only with FLASH MEMORY).....	52
Data Backup (Only with FLASH MEMORY).....	53
RESULT INTERPRETATION .....	54
STORAGE & MAINTENANCE .....	58
ERROR & REPAIR .....	60
Kinds of Error & Repair.....	60
Error & Repair.....	61
AFTER SERVICE	63
AFTER SERVICE.....	63
PACKING AND TRANSPORT.....	63
SPECIFICATION .....	65
WARRANTY .....	67

# WPROWADZENIE

---

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami przed użyciem tego produktu i przechowywanie ich wraz z produktem. Jeśli nie masz pewności co do wskazówek lub problemów pojawiających się podczas używania produktu, prosimy o kontakt z firmą SELVAS Healthcare lub jej lokalnym dystrybutorem w miejscu zakupu. Udzielimy szczegółowych instrukcji.

## PRZEZNACZENIE

---

To urządzenie mierzy impedancję metodą analizy impedancji bioelektrycznej i dostarcza wiele informacji na podstawie zmierzonej impedancji i wprowadzonych danych osobowych (wzrost, wiek, płeć, waga).

Dostajemy informacje o składzie ciała takie jak: MBF, LBM, SLM, TBW, masę białkową, masę mineralną itp. oraz informacje takie jak BMI, PBF, BMR, analiza jamy brzusznej, AMB, analiza segmentowa, przewodnik kontrolny itp.

Miejsce zastosowania urządzenia to środowisko profesjonalnej opieki zdrowotnej, a nie środowisko domowej opieki zdrowotnej.

## DEFINICJE SŁÓW

---

Aby zapewnić bezpieczną pracę i długoterminową wydajność, konieczne jest, aby w pełni zrozumieć funkcje, obsługę i konserwację czytając ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Szczególne uwagi należy zwrócić na wszystkie ostrzeżenia i uwagi zawarte w niniejszym dokumencie.

Informacje o szczególnym nacisku, przedstawione są według poniższych oznaczeń.



### OSTRZEŻENIE

Wskazuje na ważną informację dotyczącą możliwego zagrożenia, które może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć, znaczne uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie zostanie zignorowane.



### UWAGA

Wskazuje na ważną informację dotyczącą możliwego zagrożenia, które może spowodować lekkie obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, jeśli ostrzeżenie zostanie zignorowane.



### WSKAZÓWKA

Wskazuje na ważną informację dotyczącą instalacji, obsługi i konserwacji tego urządzenia. Różni się ona od „Ostrzeżenia” lub „Uwagi”.

